

Lifeenergy® 桌式照射器

专利注册独特陶瓷半导体科技
品质安全符合 CE 及 GS 标准
波长 4~14 微米远红外线



最适合于缓解:

- 关节/肌肉酸痛
- 肚子疼痛/月经性疼痛
- 头痛/偏头痛
- 咳嗽/哮喘/鼻窦炎
- 手脚冰冷
- 旅行取暖器

1. 改善肌肉 / 关节疼痛:

老年人因肌肉/关节软骨退化而经常出现关节疼痛现象。使用远红外线照射器可以帮助血液循环,减少水肿问题,以有助缓解疼痛。

2. 消除青春痘、减少皱纹、加速皮肤细胞更新:

远红外线照射器促使脸部细胞活化及新陈代谢,让涂抹的保养品可以被吸收,如此一来就能减少或消除皱纹、加速青春痘熟脱,脸部皮肤必定晶莹剔透。

使用方法:

先用卸妆乳清洁脸部的油脂及彩妆,再用清洁皂做一次深层的清洁,利用远红外线照射器照射脸部 5 ~ 10 分钟。这时脸部麻麻,红红的,这是正常的现象。上化妆水轻拍整脸-抹上保养品及营养霜-按摩脸部。

3. 鼻塞 / 鼻敏感 / 鼻窦炎:

空气经鼻子进入肺部,在鼻子加温加湿,靠血液带温度与水份在鼻子与空气交换。当能量不够时,血液循环不好,没办法带足够的水气与能量到鼻子加温加湿空气,肺部就不舒服,导致鼻塞,这是自卫能力的表现。

使用方法:

使用远红外线照射器照射脸部颊骨,鼻翼部位约 10 ~ 30 分钟,改善鼻子鼻窦功能。

4. 眼睛保健:

近视是小孩面对的普遍性问题,由于持续将瞳孔对焦固定于某一距离时,眼球肌肉就会僵硬,久而久之对焦的弹性就不好,而造成假性近视。视力好坏以眼球对焦能力来决定,焦距是眼球肌肉来控制,肌肉若僵硬,对焦能力不灵光。而成人却面对眼睛老化、视力减退如老花、白内障,甚至是青光眼(肝脾功能退化)。

使用方法:

闭上双眼(取下眼镜或隐形眼镜),照着双眼下放一寸和眉心部位,各约一到三分钟,视野清楚多了。远红外线照射器具有促进眼球血液循环,活化细胞的功能,使眼睛内肌肉灵活,改善供氧与废物排除。

5. 肠胃不适与生理经痛:

肠胃靠蠕动来消化及运送食物,蠕动要靠能量,能量不足时,肠胃蠕动不好,导致肚子闷胀,闷痛的症状。女生月经前血气子宫不顺或肝血不足,会引发经痛甚至偏头痛。

使用方法:



15 ~ 30 分钟的照射肚子（或下腹部），如经痛时照射，提供足够的能量，肠胃蠕动顺畅，减轻闷胀不舒服的感觉（多数人在照射时会排气）。胃酸逆流或胃心灼热者照射胸口与左右肋（肋骨下）。

6. 头痛/偏头痛:

一般原因为脑血管暂时性收缩，导致局部缺血所引起，严重时暂时性失忆。但药量会越吃越重，不能根治反而给肝肾很大的负担，远红外线照射器可以帮您解决。

使用方法:

请躺下，照着头部中央，百会穴道的部位，对消除头痛有帮助；偏头痛可以照射头的另一侧（太阳穴）。



7. 咳嗽和气喘:

空气中的细菌在呼吸时进入肺部，肺部的微血管分泌白血球与细菌起作复原用后成为异物 (痰)。当体内能量不充足时，绒毛无法推动异物 (痰) 排出体外，您就会咳嗽。

使用方法: 喝一杯水，使用远红外线照射器照射喉咙约 10 ~ 15 分钟可改善咳嗽的情况。

8. 伤口疗合:

日本人平均寿命是世界最长，同时也是最喜欢泡温泉的民族。在日本战国时代，武士在打战后都会到温泉区疗伤，因温泉里有很多矿物质，在吸收地热后会转变成与人体相容且活化细胞的能量（4~14 微米的远红外线），使身体迅速复原。

远红外线照射器给予相同的能量细化分子修补伤口，达到伤口疗合的效果，局部照射可防止伤口发炎及溃烂，保持伤口干燥。

9. 手脚冰冷:

可以利用远红外线照射器照射腹部补气（脐下部位），提升脾胃肾气和温暖手脚。

10. 洗肾患者:

尿毒症必须进行瘻管手术，瘻管的成熟约为 4 ~ 8 星期。在这段期间，伤口很容易受感染引起并发症。远红外线照射器不只加速伤口愈合，更防止瘻管硬化使之耐用。

使用方法:

手术后，在伤口愈合处使用远红外线照射器照射，可以防止血管硬化，而暗沉的血管也会明显浮现，利于扎针，减少痛苦。